

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/cisnieniomierz-omron-spotarm-i-q142-hem-1040-e-p-154.html>



Ciśnieniomierz Omron SpotArm i-Q142 (HEM-1040-E)

Cena	609,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	OMRONIQ142NORD
Kod producenta	OMRONIQ142NORD
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz Omron i-Q142 SpotArm (HEM-1040-E)

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny

Opis produktu:

- Profesjonalny ciśnieniomierz stacjonarny
- Zasilanie sieciowe: zasilacz sieciowy (w zestawie)
- Technologia intellisense
- Detektor nierównomiernego pulsu
- Mankiet przeznaczony dla ramion o obwodzie od 22 do 42 cm
- Zmienny kąt mankieta ułatwia utrzymanie odpowiedniej pozycji.
- Podłokietnik stabilizuje pozycję i utrzymuje ramię pod odpowiednim kątem.
- Po wsunięciu ramienia w mankieta automatycznie dostosowuje się on do ramienia
- Przycisk awaryjnego wypuszczenia powietrza z mankieta
- Funkcja pamięci dla 2 osób + tryb gościa
- Funkcja uśredniania wyników porannych i wieczornych
- Bardzo duży wyświetlacz LCD
- Testowany klinicznie
- Opcjonalnie: możliwość podłączenia drukarki OMRON oraz oprogramowanie do PC (drukarka, kabel i oprogramowanie nie wchodzi w skład zestawu)

Dane techniczne:

- Wyświetlacz: cyfrowy LCD
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Pamięć: 2 kanały po 84 pomiary z datą i godziną
- Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
- Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
- Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
- Zasilanie: sieciowe 230V/6V (zasilacz sieciowy w zestawie)
- Waga: ok. 2,6 kg
- Wymiary: ok. 294 x 286 x 271 mm
- Wymiary mankieta: 22-42 cm

W zestawie:

-
- Ciężniomierz Omron i-Q142
 - Zasilacz sieciowy Omron
 - Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)
 - Gwarancja: 5 lat z serwisem door to door - oficjalna Polska dystrybucja

Bezpieczeństwo

Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej: Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.