

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/irygator-do-nosa-rossmax-nw1-p-55.html>



Irygator do nosa Rossmax NW1

Cena	35,90 zł
Cena poprzednia	43,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	13 dni
Numer katalogowy	IRYGATOR ROSSMAX NW1
Kod EAN	4715139001779
Producent	Rossmax
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Rossmax NW1

Irygator do nosa

**Uwaga: Wyprzedaż, produkt przeceniony z powodu uszkodzonego kartonika
Produkt fabrycznie nowy, zafoliowany**

Irygator / nebulizator do nosa NW1 jest zaprojektowany specjalnie do płukania i leczenia jam nosa i gardła dolnego dla dorosłych i dzieci, roztworem soli lub leczniczymi roztworami do terapii aerozolowej.

Przeznaczony do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, nosogardzieli. Usuwa wydzieliny, śluz i katar

Dzięki 3 silikonowym nasadkom irygator może być stosowany u osób dorosłych i dzieci.

Opis produktu:

- Wypłukuje jamę nosową w celu usunięcia wydzielin, śluzu i szkodliwych substancji
- Łagodzi objawy alergiczne
- Irygator idealny do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, zatok
- Wytwarzany aerozol jest odpowiedni do terapii górnych dróg oddechowych
- Higieniczny, posiada wbudowany pojemnik na wydzieliny
- Bezpieczny i wygodny: 3 miękkie silikonowe nakładki dla pacjentów w każdym wieku
- Silikonowe nasadki zapewniają wygodne i delikatne przyleganie oraz niezawodne uszczelnienie
-
- Wykonane z biokompatybilnych, niealergizujących materiałów oraz pozbawione lateksu i BPA
- Irygator przeznaczony do użytku domowego i szpitalnego
- Irygator do płukania nosa 10 ml roztworu w około 2 minuty
- Prosta obsługa jednym przyciskiem
-

Opis:

1. silikonowe nasadki S,M,L 2. Górna pokrywa 3. Separator 4. Dysza 5. Komora wewnętrzna na roztwór do irygacji 6. Komora zewnętrzna na ciecz zwrotną 7. Obudowa 8. Przewód powietrzny (nie wchodzi w skład zestawu) 9. Wejście na przewód powietrzny 10. Przycisk spustu (start/stop)

Uwaga: Irygator Rossmax NW1 współpracuje z większością inhalatorów tłokowych, nie pracuje samodzielnie - nie współpracuje z inhalatorami Omron C802, Omron

C803, Microlife NEB210

Dane techniczne:

- Pojemność komory: max 20 ml
- Wymiary: 147 x 62,5 x 53 mm
- Waga: 52,5 g
- Rozmiar nasadek: S:6,5mm ; M:7,6mm ; L:9mm
- Tempo nebulizacji ok 2,5-3,5 ml/min (zależne od typu kompresora)

•

•

- Irygator Rossmax NW1
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu

•

Bezpieczeństwo

Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej: Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.