

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/irygator-do-nosa-rossmax-nw1-p-55.html>



Irygator do nosa Rossmax NW1

Cena	35,90 zł
Cena poprzednia	43,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	IRYGATOR ROSSMAX NW1
Kod EAN	4715139001779
Producent	Rossmax
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Rossmax NW1

Irygator do nosa

**Uwaga: Wyprzedaż, produkt przeceniony z powodu uszkodzonego kartonika
Produkt fabrycznie nowy, zafoliowany**

Irygator / nebulizator do nosa NW1 jest zaprojektowany specjalnie do płukania i leczenia jam nosa i gardła dolnego dla dorosłych i dzieci, roztworem soli lub leczniczymi roztworami do terapii aerozolowej.

Przeznaczony do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, nosogardzieli. Usuwa wydzieliny, śluz i katar

Dzięki 3 silikonowym nasadkom irygator może być stosowany u osób dorosłych i dzieci.

Opis produktu:

- Wypłukuje jamę nosową w celu usunięcia wydzieliny, śluzu i szkodliwych substancji
- Łagodzi objawy alergiczne
- Irygator idealny do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, zatok
- Wytwarzany aerosol jest odpowiedni do terapii górnych dróg oddechowych
- Higieniczny, posiada wbudowany pojemnik na wydzieliny
- Bezpieczny i wygodny: 3 miękkie silikonowe nakładki dla pacjentów w każdym wieku
- Silikonowe nasadki zapewniają wygodne i delikatne przyleganie oraz niezawodne uszczelnienie
-
- Wykonane z biokompatybilnych, niealergizujących materiałów oraz pozbawione lateksu i BPA
- Irygator przeznaczony do użytku domowego i szpitalnego
- Irygator do płukania nosa 10 ml roztworu w około 2 minuty
- Prosta obsługa jednym przyciskiem
-

Opis:

1. silikonowe nasadki S,M,L 2. Górna pokrywa 3. Separator 4. Dysza 5. Komora wewnętrzna na roztwór do irygacji 6. Komora zewnętrzna na ciecz zwrotną 7. Obudowa 8. Przewód powietrzny (nie wchodzi w skład zestawu) 9. Wejście na przewód powietrzny 10. Przycisk spustu (start/stop)

Uwaga: Irygator Rossmax NW1 współpracuje z większością inhalatorów tłokowych, nie pracuje samodzielnie - nie współpracuje z inhalatorami Omron C802, Omron

C803, Microlife NEB210

Dane techniczne:

- Pojemność komory: max 20 ml
- Wymiary: 147 x 62,5 x 53 mm
- Waga: 52,5 g
- Rozmiar nasadek: S:6,5mm ; M:7,6mm ; L:9mm
- Tempo nebulizacji ok 2,5-3,5 ml/min (zależne od typu kompresora)

-

▼

- Irygator Rossmax NW1
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu

-

Bezpieczeństwo

Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej: Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.